

PROMOCIÓN PRIMAVERA
VERANO 2017

Válida hasta el 30 de Septiembre de 2017

Bien Air⁺
Dental

TORNADO

FEEL THE POWER

Gracias a la tecnología **SteadyTorque™**, las turbinas Tornado ofrecen una potencia incomparable. Descubra ahora la turbina de cabeza pequeña más potente: la nueva Tornado^S.

NEW

TORNADO^S
MORE
VISIBILITY

TORNADO
MORE
POWER

LA MÁS
POTENTE DEL
MERCADO
30 VATIOS



LA TURBINA
DE CABEZA
PEQUEÑA MÁS
POTENTE
24 VATIOS

HAGA SU PEDIDO DE TORNADO^S
¡HASTA EL 40% DE
DESCUENTO!!

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA

SWISS  MADE

NEW TORNADO^S


La turbina de cabeza pequeña más potente

24
VATIOS

Con su cabeza pequeña y su excepcional potencia, la nueva turbina TORNADO^S es el logro técnico más reciente de Bien-Air Dental. La TORNADO^S completa así la gama TORNADO con una versión de cabeza pequeña. Con una eficacia sobresaliente, las turbinas TORNADO le harán ganar tiempo y energía.


Una mejor visibilidad

Gracias a las reducidas dimensiones de su cabeza (altura y diámetro), la turbina TORNADO^S ofrece una mayor visibilidad del campo de operación. Especialmente útil para el trabajo de precisión, esta ventaja en cuanto al tamaño se traduce asimismo en una mejor accesibilidad y un mayor confort para el paciente.



TORNADO

TORNADO^S




TORNADO

TORNADO^S

Una potencia sin igual

Dotada de la tecnología **SteadyTorque™** de Bien-Air, la turbina TORNADO^S ofrece una potencia excepcional. Con sus **24 vatios**, la TORNADO^S es sencillamente la turbina de cabeza pequeña más potente. Con una eficacia sobresaliente, facilita la realización de incluso las tareas más difíciles en un tiempo sensiblemente inferior.



¡HAGA SU PEDIDO AHORA!

¡Aproveche nuestras dos excepcionales ofertas hasta el 30 de septiembre de 2017!

Entrega de Tornado^S LK en Diciembre de 2017

-25%

Beneficiarse de un descuento del 25 % en la turbina TORNADO^S LK

629€
en lugar de 839€



-40%
ON TORNADO^S LK

Comprando una turbina TORNADO LK, beneficiarse de un descuento del 40 % en la turbina TORNADO^S LK

1342€
en lugar de 1678€



Esta oferta es válida únicamente para la TORNADO^S LK (compatible con el enlace MULTiflex® de Kavo). Se le hará entrega de la turbina TORNADO^S LK en Diciembre de 2017. Esta oferta es válida hasta el 30 de septiembre de 2017 y no es acumulable.

Esta oferta es válida únicamente para la TORNADO LK y la TORNADO^S LK (compatibles con el enlace MULTiflex® de Kavo). Se le hará entrega de la turbina TORNADO LK en el plazo más breve posible. Se le hará entrega de la TORNADO^S LK en Diciembre de 2017. Esta oferta es válida hasta el 30 de septiembre de 2017 y no es acumulable.

TORNADO

839€

3 AÑOS DE GARANTÍA*
PLANCARE GRATIS

1 x TORNADO LED PARA ENLACE UNIFIX DE BIEN-AIR REF 1600908-001
0 1 x TORNADO LK PARA ENLACE MULTIFLEX® DE KAVO® REF 1600907-001
1 x PLANCARE (VALOR: 149 €) REF 2500675

- 30 VATIOS
- 55 dBA
- 4 sprays asimétricos aire/ agua combinados
- Luz
- Hasta 3 años de garantía*



**TRY
FOR FREE**

BIENAIR-TORNADO.COM

Pruebe TORNADO cómodamente y gratuitamente en su consulta

TURBINAS / ENLACES

BORA L / BORA LK

599€

1 x BORA LED REF 1600638-001
0 1 x BORA LK REF 1600732-001

- 17 W
- 59 dBa
- 3 sprays (2x3 separados)
- Luz
- Hasta 3 años de garantía*

BLACK PEARL ECO

299€

1 x BLACK PEARL ECO
REF 1600040-001

- 13 W
- 62 dBa
- 1 spray (2x1 separados)
- Hasta 2 años de garantía**

ENLACE UNIFIX DE 4 ORIFICIOS

165€ ~~249€~~

REF 1600363-001

- Para instrumentos con luz
- Gold connect

ENLACE MULTIflex®

249€ ~~315€~~

REF 1600866-001

- Luz
- Gold connect
- Válvula para el ajuste del spray

CONTRA-ÁNGULO

TRY
FOR FREE

BIENAIR-EVO15.COM

Pruebe EVO.15 cómodamente y gratuitamente en su consulta

EVO.15 1:5 L

849€

3 AÑOS DE GARANTÍA*
PLANCARE GRATIS

1 x EVO.15 1:5 L MICRO-SERIES REF 1600940-001
0 1 x EVO.15 1:5 L ESTÁNDAR REF 1600941-001
1 x PLANCARE (VALOR: 149 €) REF 2500675

- Cabeza pequeña (10% más pequeña**)
- Tecnología de control del calor CoolTouch+™
- Cabeza a prueba de golpes
- 55 dBa
- Tecnología de vidrio óptico multifilamento
- Hasta 3 años de garantía*



EVO.15 1:1 L

659€

3 AÑOS DE GARANTÍA*
PLANCARE GRATIS

1 x EVO.15 1:1 L MICRO-SERIES REF 1600938-001
0 1 x EVO.15 1:1 L ESTÁNDAR REF 1600939-001
1 x PLANCARE (VALOR: 149 €) REF 2500675

- Cabeza pequeña (10% más pequeña**)
- Cabeza a prueba de golpes
- 55 dBa
- Tecnología de vidrio óptico multifilamento
- Hasta 3 años de garantía*

CONTRA-ÁNGULO / PIEZAS MANO

CA 1:1

499€ ~~549€~~

1 x CA 1:1 L ESTÁNDAR
REF 1600424-001

- 57 dBa
- Hasta 3 años de garantía*

micro
SERIES

CA 1:1 L

539€ ~~599€~~

1 x CA 1:1 L ESTÁNDAR
REF 1600384-001
0 1 x CA 1:1 L MICRO-SERIES
REF 1600691-001

- Tecnología de vidrio óptico multifilamento
- 57 dBa
- Hasta 3 años de garantía*

micro
SERIES

CA 1:5 L

629€ ~~699€~~

1 x CA 1:5 L ESTÁNDAR
REF 1600386-001
0 1 x CA 1:5 L MICRO-SERIES
REF 1600690-001

- Tecnología de vidrio óptico multifilamento
- 58 dBa
- Cool Touch™
- Hasta 3 años de garantía*

MOTORES ELÉCTRICOS

CA 1:1 +
MICROMOTOR
MC2 IR

949€

1 x CA 1:1 ESTÁNDAR
REF 1600424-001
1 x MC2 IR REF 1600073-001

- 60-40 000 rpm
- 2,3 Ncm
- Gold connect
- Hasta 2,5 años de garantía*

LOTE DUO
CA 1:5 L + CA 1:1 L

1099€ ~~1298€~~

1 x CA 1:5 L ESTÁNDAR
REF 1600386-001
0 1 x CA 1:5 L MICRO-SERIES
REF 1600690-001
1 x CA 1:1 L ESTÁNDAR
REF 1600384-001
0 1 x CA 1:1 L MICRO-SERIES
REF 1600691-001

- 60-40 000 rpm
- 2,3 Ncm
- Gold connect
- Hasta 2,5 años de garantía*

micro
SERIES

PM 1:1

399€

1 x PM 1:1 ESTÁNDAR
REF 1600383-001
0 1 x PM 1:1 MICRO-SERIES
REF 1600693-001

- Spray externo
- Sin luz

MICROMOTOR
MC3

679€

1 x MC3 LED REF 1600680-001

- Luz
- 60-40 000 rpm
- 2,8 Ncm
- Compatible con Micro-Series
- Gold connect
- Hasta 2,5 años de garantía*

MICROMOTOR
MC2

629€

1 x MC2 LED REF 1600681-001

- Luz
- 60-40 000 rpm
- 2,3 Ncm
- Compatible con Micro-Series
- Gold connect
- Hasta 2,5 años de garantía*

MICROMOTOR
MC2 ISOLITE 300

579€

1 x MC2 ISOLITE 300 REF 1600078-001

- Luz
- 60-40 000 rpm
- 2,3 Ncm
- Compatible con Micro-Series
- Gold connect
- Hasta 2,5 años de garantía*

MOTORES DE CIRUGÍA E IMPLANTES

Chiropro L
Ergonomía redefinida

- Destinado a implantología y a cirugía maxilofacial
- CA 20:1 Micro-Series: de 2 a 3 años de garantía*
- Motor MX-i con rodamientos de cerámica: de 3 a 4 años de garantía*

Oferta:

- 1 x consola Chiropro
- 1 x micromotor MX-i Chiropro, 3 años de garantía*
- 1 x CA 20:1 Micro-Series
- 1 x cable Chiropro
- 1 x pedal
- 10 x líneas de irrigación

REF 1700307-001



CHIROPRO L
+ CA 20:1 L

3390€ ~~3590€~~

TRIOPACK MANTENIMIENTO

1 x CHIROPRO L REF 1700307-001
1 x CA 20:1 L MICRO-SERIES REF 1600692-001
1 x TRIO PACK MANTENIMIENTO

CHIROPRO L + 2x CA 20:1L

3950€ ~~4664€~~

1 x CHIROPRO L REF 1700307-001
2 x CA 20:1 L MICRO-SERIES REF 1600692-001
1 x TRIO PACK MANTENIMIENTO



Si desea obtener más información, vaya a:
www.bienair.com

MOTORES DE CIRUGÍA E IMPLANTES

iCHIROPRO
+ CA 20:1 L

4999€

FREE IPAD AIR 2® + TRIOPACK MANTENIMIENTO

1 x iCHIROPRO REF 1700440-001
1 x CA 20:1 L MICRO-SERIES REF 1600692-001
1 x TRIO PACK MANTENIMIENTO

- Operaciones de implantes múltiples
- Secuencias operatorias preprogramadas
- Informe de operación y dossier del paciente
- Vinculado con CoDiagnostix (software de planificación de implantes)
- Interfaz multiusuario
- Lector del código de barras de los implantes
- Par > 70 Ncm

www.ichiropro.com



Oferta:

- 1 x CA 20:1 L Micro-Series
- 1 x consola iChiropro
- 1 x micromotor MX-i LED, 3 años de garantía*
- 1 x cable MX-i LED
- 1 x pedal
- 10 x líneas de irrigación
- 2 x láminas de protección estériles para iPad
- 1 x Trio Pack mantenimiento

REF 1700440-001

iCHIROPRO
+ 2 x CA 20:1L

5549€ ~~6003€~~

1 x iCHIROPRO REF 1700440-001
2 x CA 20:1 L MICRO-SERIES REF 1600692-001
1 x TRIO PACK MANTENIMIENTO



Si desea obtener más información, vaya a:
www.bienair.com

CONTRA-ÁNGULOS DE IMPLANTE

micro
SERIES

CA 20:1
959€

1 x CA 20:1 REF 1600632-001



- Alta resistencia a la corrosión
- Tecnología de irrigación patentada
- Hasta 3 años de garantía*

micro
SERIES

CA 20:1 L
989€

1 x CA 20:1 L ESTÁNDAR REF 1600598-001
01 x CA 20:1 L MICRO-SERIES REF 1600692-001



- Tecnología de vidrio óptico multifilamento
- Alta resistencia a la corrosión
- Tecnología de irrigación patentada
- Hasta 3 años de garantía*

PIEZAS DE MANO DE CIRUGÍA

PM 1:1
SPRAY EXTERNO

469€

1 x PM 1:1 REF 1600052-001



- Spray externo
- Compatible con los micromotores Micro-Series
- Sin luz

ANGULAR
PIEZA MANO 1:1
CON TUBO DE DESCARGA

795€

1 x PM 1:1 REF 1600207-001



- Pieza mano con tubo de irrigación
- ISO 3964 Acoplamiento compatible con micromotores 80K y Basch
- Longitud fresa 70mm


PM 1:2
IRRIGACIÓN EXTERNA

849€

1 x PM 1:2 REF 1600436-001

- Casquillo con conducto de irrigación ajuste con anillo
- Compatible con toda la gama de micromotores
- Vástago de instrumento con un Ø de 2,35 mm, casquillo estéril Bur Guard
- Multiplicadora por 2. Hasta 80.000 Rpm


La extracción de cordales más sencilla



La alta velocidad de rotación reduce el tiempo de corte en un 70% (12 segundos para seccionar completamente el diente), a la vez que reduce significativamente la fuerza necesaria.

12 seg 80,000 rpm

40 seg 40,000 rpm



LA PM 1:2 también está equipada con un protector de fresa para impedir la infiltración de fluidos, tanto en la pieza de mano como el motor. El riesgo de sobrecalentamiento y fallo prematuro de la pieza de mano se minimiza significativamente.

ESTACIÓN NEUMÁTICA S001

679€

REF 1700126-001

- La oferta incluye :
- 1 x estación de mesa S001
 - 1 x turbina TD 783
 - 1 x pedal
 - 1 x manguera en espiral gris, Ø interior 1/8
- REF 1700126-001



ESTACIÓN NEUMÁTICA STS-TRIMMER CON SPRAY

1469€

REF 1700296-001

- La oferta incluye :
- 1 x estación STS-Trimmer con spray
 - 1 x turbina TDS 890 con spray interno
 - 1 x pedal
 - 1 x manguera recta con enlace de 4 orificios
- REF 1700296-001



149€

1 x PLANCARE
REF 2500675



PLANCARE
PROGRAMA DE GARANTÍA
AMPLIADA PLANCARE

Déjenos las preocupaciones a nosotros. Ahora podrá obtener 12 meses más de servicio técnico ininterrumpido a través del nuevo paquete de extensión de garantía PlanCare de Bien-Air. Válido para todos los productos Bien-Air. Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor.

MANTENIMIENTO

- Dispositivo de mantenimiento para turbinas, piezas de mano y contra-ángulos
- Consumo: 400 ciclos con 1 botella de Spraynet y 1 botella de Lubrifluid (5 veces más económico que el mantenimiento manual)
- Hasta 3 años de garantía*

LUBRICARE + LOTE DUO PACK LUBRIFLUID / SPRAYNET


1950€

1 x LUBRICARE REF 1600915-001
 1 x LUBRIFLUID REF 1600064-001
 1 x SPRAYNET REF 1600036-001



BIEN-AIR SERVICE PLUS.

Tranquilidad ante los imprevistos.



Amplíe la vida útil de las piezas de mano y motores eléctricos Bien-Air con los que cuenta. Con opciones de reparación razonables y sencillas, así como precios justos para controlar su presupuesto, el servicio Plus de Bien-Air es la elección más rentable y lógica para un servicio fiable y de calidad suiza.

	REPARACIÓN ESTÁNDAR	REPARACIÓN PREMIUM	RENOVE
	Desde 90€*	Desde 155€*	Ahorro mín. 15% con nuevo producto Bien-Air ¹
Sustitución de componentes desgastados	✓	✓	
Restauración completa del producto		✓	
Limpieza, lubricación y calibración	✓	✓	
Intercambio de productos			✓
Extensión de garantía ³	6 meses	12 meses	18 a 36 meses ²

*Ejemplos no vinculantes

PM 1:1	90 €	155 €
Contra-ángulo CA 1:1 L	170 €	340 €
Turbina Bora LED	175 €	280 €
Motor con escobillas MC2	135 €	250 €

¹ Producto del mismo tipo.
² Garantía estándar del fabricante más 12 meses de garantía Plan-Care opcional.
³ Sustitución de piezas cubiertas.

DUO PACK 65€

1 x LUBRIFLUID REF 1600064-001
 1 x SPRAYNET REF 1600036-001



TRIO PACK 85€

1 x LUBRIFLUID REF 1600064-001
 1 x SPRAYNET REF 1600036-001
 1 x AQUACARE REF 1600617-001



LUBRIMED (CAJA DE 6 CARTUCHOS)

31€

1 x LUBRIMED REF 1600037-006



Ofrecemos un servicio rápido y fiable. Pero si no puede esperar, también podemos ofrecerle un producto prestado para que pueda seguir trabajando⁴. Llame a su representante local de Bien-Air y programe su reparación o sustitución hoy mismo. Nuestros técnicos están formados en fábrica e instalan exclusivamente piezas de calidad de Bien-Air de fabricación suiza con nuestras herramientas especializadas de reparación y equipos de prueba.

* Garantía estándar de 2 años y garantía de 1 año opcional disponibles a través del programa de garantía ampliada PlanCare de Bien-Air.

DISFRUTE DE UN SERVICIO SUPERIOR CON CLUB BIEN-AIR

Al hacerse miembro de Club Bien-Air, se beneficiará de un servicio posventa reconocido y de una completa gama de ventajas.



PRIORIDAD EN SERVICIO POSVENTA Y REPARACIÓN

Evite las esperas. Su pertenencia al Club le garantiza prioridad en las solicitudes de reparación y mantenimiento. En mercados seleccionados, incluso iremos a recoger los productos a su consulta sin coste alguno.



GARANTÍA AMPLIADA

Déjenos las preocupaciones a nosotros. Ahora podrá obtener 12 meses más de servicio técnico ininterrumpido a través del nuevo paquete de extensión de garantía PlanCare de Bien-Air.



PROMOCIONES EXCLUSIVAS

¿Alguna vez se ha enterado de una gran oferta cuando ya era demasiado tarde? Esto no volverá a sucederle. Los miembros reciben acceso a las ofertas antes de que estas se anuncien.



GRATIS

¿Quiere saber lo mejor de todo? No hay que pagar para ser miembro.



Si desea obtener información adicional o inscribirse, vaya a: www.club-bienair.com

GARANTÍA DE LA CALIDAD Y RECAMBIOS ORIGINALES



Rosner Precision - Vizcaya

rosner@rosner.es
Tel: +34 94 441 3999

RD Express - Madrid

info@rdexpress.es
Tel: +34 911 262 566

Socidental - Lisboa (Portugal)

socidental@sapo.pt
Tel: +351 219 16 50 14

Malidente - Tenerife (Canarias)

malidente@telefonica.net
Tel: +34 922 331 333

J.A. Surdent - Sevilla

jasurdent@jasurdent.com
Tel: +34 954 538 578

Bien-Air España - Barcelona

servicio.tecnico@bienair.com
Tel: +34 934 25 30 40

Ingeniería Dental - Valencia

ingenieriadental@yahoo.es
Tel: +34 961 33 93 11

Sello de distribuidor Bien-Air:

AREA ATENCIÓN COMERCIAL:

Jorge Bueno. T. +34 637 556 653
Area Sales Manager Sur España

Mario Jordà. T. +34 607 327 557
Area Sales Manager Norte España

Miguel Rolo. T. +351 913 098 832
Area Sales Manager Portugal & Latin America

Leli Jiménez. T. +34 646 059 383
Asistencia Comercial