

Ofertas, promociones y novedades para tu clínica dental

MEJORES PRECIOS

Hasta
30/06
2017

 CATTANI

 MOCOM

 MORITA

 smeg

 DOCTOR
SMILE

 mectron

Mejores Precios #37 - Validez hasta el 30 de junio de 2017 / Precios sin IVA.



Láser diodo

Ref.: LA8D00013

Ha llegado el momento de un nuevo diodo.

- Tratamientos para tejidos blandos más rápidos.
- Tiempos de recuperación más cortos.
- Intervenciones exangües.
- Menos anestesia, dolor y sutura.

Sin cables

- Tres modalidades de uso: Asistido, Rápido y Avanzado.
- Tutorial, paso a paso para una perfecta realización del tratamiento.
- Enciclopedia médica a bordo.
- Puntas autoclavables y reutilizables.
- Impulso continuo, pulsado y súper pulsado.
- Sistema patentado de carga de baterías "Supercap". En 1 minuto se carga completamente.
- Láser dental
16W 980NM
25kHz



pluser

Láser erbio

Ref.: LAERT0011

La tecnología láser es menos invasiva, evita puntos de sutura y reduce el tiempo de recuperación minimizando el dolor.

- Potencia : 12 W.
- Frecuencia de impulso: 5 a 100 hz.
- Enciclopedia medica a bordo.
- Pantalla táctil y a color.
- Wi-fi direct.
- Protocolos clínicos live.
- Tutoriales en video.
- Pedal inalambrico.
- Amplia gama de piezas de mano.
- Doble modo de impulso: gaussiano y onda cuadrada.
- Láser para tejidos duros, tejidos blandos , cirugía osea y dermatología.

Diferentes actividades:
Un único pluser.

- Tratamientos para tejidos blandos.
- Tratamientos para tejidos duros.
- Cirugía ósea..
- Dermatología.





Techne RX

Lupa galileana
TTL 2.5X400 PRO

Ref.: KKA004834

- Diseño deportivo y envolvente para un ajuste perfecto.
- Inserción frontal metálica para una mayor resistencia.
- Apoyo nasal ajustable.

Colores disponibles:



1.190€



Techne Quick Loupes

TTL 2.5X400 PRO

Ref.: KK867340A

- Distancias interpupilares predefinidas** que mantienen las ventajas y características ópticas de un dispositivo TTL.

Colores disponibles:



1.090€



 **reddot award 2016**
winner

Colores disponibles:



ONE

Lupa galileana
TTL 2.5X400 PRO

Ref.: KKA033334

- Montura de titanio ligera y resistente
- Apoyo nasal ajustable, protectores laterales incluidos.
- Amplio rango de prescripciones.
- Patillas flexibles.

 **UNIVET®**
OPTICAL TECHNOLOGIES

1.290€

Cabezal
más
pequeño
y de solo

11g



EOS II Europe

Luz led para lupas

Ref.: KKA006218

- 35.000 LUX a 35 cm.
- Punto de luz Redondo.
- Batería integrada en unidad de control.
- Cuerpo de la luz de tan solo 11 gramos.
- Duración de la batería 8 horas.

 **UNIVET®**
OPTICAL TECHNOLOGIES

990€



Aspiración
Compresores
Desinfección

La aspiración inteligente



Flujo adaptable

La potencia de aspiración varía progresivamente según el trabajo que realiza.



Potentes

Las mejores bombas de vacío para cirugía, con 200 mbar de fuerza de succión.



Servicio non-stop

Detección y respuesta automática contra exceso de líquidos, sobrecalentamiento del motor o picos de energía.



Modular

Para clínicas más grandes, existe la posibilidad de instalar equipos en paralelo sin ningún accesorio.



Bajo consumo

Reducción automática de potencia y velocidad, prolongando la vida del motor. Menos costes energéticos y operativos.

Compresores potentes y silenciosos



Más higiénicos:

La ausencia de aceite lubricante y los tres filtros de serie garantiza aire puro, limpio e higiénico.



Aire siempre seco

Con sistema de secado, los compresores proporcionan aire siempre seco.



Potentes

Gracias al constante empeño en I+D, los compresores Cattani tienen el más alto rendimiento del mercado.



Fiables

Por la excelente calidad de producción, los compresores Cattani son extremadamente longevos y fiables.



3 años de garantía

No solo en sus componentes, sino en su rendimiento y prestaciones.



Manutención mínima

Sin aceite y con el sistema de secado automático, no necesitan manutención.

Planificación técnica

Le asesoramos en la elección del sistema y diseñamos la solución directamente a partir de sus necesidades. Nos encargamos de la planificación de tubería de su clínica, para que pueda tener el mejor rendimiento de su sistema Cattani.

- Proyecto técnico
- Selección del sistema
- Instalación
- Supervisión
- Mantenimiento
- SAT
- Formación

Sistemas de aspiración

CUBE



Conexión
WIFI



 CATTANI

Micro Smart CUBE

Aspiración para
1-3 equipos

Micro-Smart
CUBE

Ref.: 1035031

2.790€

Con separador
de amalgama

Ref.: 1035030

3.290€

**Aún más eficiente, pequeño,
silencioso y potente**

Sistema Feedback

Ajuste de potencia automático

Insonorización de serie

Reduce el nivel sonoro en 10 dB

Ergonomía:

- Fácil manejo.
- Configurable para todo tipo de tratamientos.
- Mantenimiento muy sencillo.
- Consumo eléctrico máximo: 0.9 kW-3.9A
- Caudal máximo de aspiración: 1200 l/min
- Presión de ejercicio en continuo: 210 mbar
- Nivel sonoro: 59 dB.
- Dimensiones (mm): 420 x 350 x 470



Conexión
WIFI

CATTANI

Turbo Smart **CUBE**

La aspiración más eficiente para:

4 equipos: Turbo Smart CUBE "A"

6 equipos: Turbo Smart CUBE "B"

Insonorización de serie
Configuraciones orientadas a la cirugía

Obtén el máximo ahorro energético

- Potencia máxima (Versión A): 1.1kW - 4,8A
- Caudal máximo de aspiración: 1800 l/min
- Presión de ejercicio en continuo: 200 mbar
- Dimensiones (mm): 500 x 370 x 650

Hasta 4 equipos

Turbo-Smart
CUBE A

Ref.: 1035121

3.490€

Con separador
de amalgama

Ref.: 1035120

3.990€

Hasta 6 equipos

Software para ampliación
Turbo Smart CUBE B

Ref.: 1035500

590€



Conexión
WIFI

Modular

Instale varios equipos en paralelo sin ningún accesorio.

Micro Smart

Ref.: 1035050



**Potencia ilimitada y flexibilidad total:
1 a 3 equipos.**

Sistema de aspiración progresiva que se autoadapta a las necesidades de caudal de trabajo en cada momento, aumentando o disminuyendo la velocidad y potencia de aspiración.

- Caudal máximo: 950 L/min.
- Presión máxima de trabajo cont.: 210 mbar.
- Dimensiones (mm): 370 x 340 x 590.
- Nivel sonoro: 70 db

2.090€



El sistema de aspiración inteligente

- Más potencia en menos espacio.
- Autoregulación del caudal dependiendo de las necesidades.

Con separador de amalgama

Ref.: 1035060

2.690€



Conexión
WIFI

La aspiración
inteligente que se
autoadapta a las
necesidades de su
consulta.

Turbo Smart

Ref.: 1035105



Aspiración para:

4 equipos: Turbo Smart "A"

6 equipos: Turbo Smart "B"

- Potencia máxima (Versión A):
1.45 kW / 7 A
- Volumen aspiración: 1.400 l/min
- Presión máxima de trabajo cont.:
200 mbar.
- Nivel sonoro: 69 dB(A)
- Dimensiones:
390 x 350 x 630 mm
- Peso: 36 Kg

(Capacidad con separador de
amalgama de Turbo Smart A,
hasta 3 equipos)



Hasta 4 equipos

Turbo-Smart A

Ref.: 1035105

3.090€

Con separador
de amalgama

Ref.: 1035115

3.590€

Hasta 6 equipos

Software para ampliación
Turbo Smart B

Ref.: 1035500

590€



Aspiración para 1 equipo

Turbo Jet 1

Ref.: 1026110

- Caudal máximo: 650 L/mm.
- Presión de trabajo: 150 mbar.
- Nivel sonoro: 65 dB (A).
- Dimensiones: 560x440x380 mm

1.190€

Turbo Jet 1

Con separador de amalgama

Ref.: 1029610

1.790€

Compresores



Consigue ahora
5 años de garantía

3 años de garantía **ampliables a 5 GRATIS** al validar
la garantía en: <http://incotrading.net/garantias>



Sin aceite



Potentes



3 años de garantía



Aire siempre seco



Fiables



Manutención mínima

AC 300

Compresor **3 cilindros**
con secador

Ref.: 1013330

2.790€

 **CATTANI**

Compresor para 4/5 equipos

- Aire efectivo suministrado a 5 bar: 240 l/min.
- Capacidad de depósito: 45 l.
- Potencia: 1,5 kW.
- Nivel sonoro: 73,6 dB(A).
- Dimensiones (mm): 620 x 520 x 750
- Peso: 64Kg.



AC 100

Compresor **1 cilindro**
con secador

Ref.: 1013130

Compresor para 1 equipo

- Aire efectivo suministrado a 5 bar:
67,5 l/min.
- Capacidad de depósito: 30 l.
- Potencia: 0,55 kW.
- Nivel sonoro: 70 dB(A).
- Dimensiones (mm): 620 x 460 x 720
- Peso: 47Kg.

1.790€



AC 200

Compresor **2 cilindros**
con secador

Ref.: 1013230

Compresor para 2/3 equipos

- Aire efectivo suministrado a 5 bar:
160 l/min.
- Capacidad de depósito: 30 l.
- Potencia: 1,2 kW.
- Nivel sonoro: 71,8 dB(A).
- Dimensiones (mm): 620 x 460 x 720
- Peso: 54Kg.

2.390€

Blok-Jet Silent



Sistema integrado de aspiración y compresión para clinica dental.

Blok-Jet Silent 1

Ref.: 1010620

Compuesto de:

Micro Smart.

Compresor AC 200.

Capacidad de hasta **3 equipos** simultáneamente.

11.890€

Blok-Jet Silent 2

Ref.: 1073520

Compuesto de:

Turbo Smart B.

Compresor AC 300.

Capacidad de hasta **5 equipos** simultáneamente.

12.990€



Higiene y desinfección

La limpieza, la desinfección y la esterilización constituyen las estrategias básicas sobre las que descansa la prevención de la infección en clínica. Ésta ha de ser sistemática y frecuente para que realmente sea efectiva. Ponemos a vuestra disposición una amplia gama de productos para satisfacer todas y cada una de las necesidades en higiene y desinfección.

 **CATTANI**



Eco Jet 1 Toallitas

Ref.: 1040771

6 botes de 160 toallitas

34€



Eco Jet 1 Spray Superficies

Ref.: 1040745

Caja 4 uds de 500 ml.

28€



AC-Net

Ref.: 1040807

4 unidades de 500 ml.

45€



Antiespumógeno

Ref.: 1040826

Caja con 10 unidades de 50 tabletas (500 tabletas)

326€



Pulse Cleaner

Ref.: 1040720

Recipiente para limpieza y desinfección de la aspiración.

50€

Puli-Jet Plus New

Ref.: 1060908

Líquido desinfectante para la aspiración quirúrgica.

Concentrado: con 1 litro se obtienen hasta 125 l de solución desinfectante y 250 l de solución sanitizante.

No contiene Fenol.

Bactericida, fungicida, tuberculicida, virucida (HIV, HBV, HCV).

Caja con 4 botellas de 1 litro.

118€

1 litro cunde 125 l.



Cómo limpiar el sistema de aspiración:

Llenar el Pulse Cleaner con 2.5 l de agua (foto 1) mejor si es caliente.

Verter 10 ml de Puli-Jet para sanitizar o 20 ml para desinfectar (foto 2) apretando suavemente la botella y rellenando el dosificador.

Aspirar la solución conectando las cánulas de aspiración del sillón a los terminales de Pulse Cleaner.

La solución que queda al fondo se podrá utilizar para sanitizar la escupidera.

No aclarar la aspiración, no abrir el enjuagatorio de la escupidera: durante toda la noche Puli-Jet Plus seguirá disolviendo sangre y baba y desinfectando.





 **CATTANI**

Laboratorio

CUBE



Lab CUBE 2

N!

Ref: 1036002

Pequeña, eficiente, silenciosa y potente

Aspiración de laboratorio con inverter, sensor de vacío y regulación automática en tiempo real del caudal de aspiración.

Para pequeñas instalaciones centralizadas de 2 puestos en función simultánea.

Insonorizado de serie. Contenedor de bolsa filtro incluido.

• Dimensiones: 420mm x 360mm x 470mm

2.190€

 CATTANI

CUBE



Lab CUBE 3

N!

Ref: 1036003

Dos motores controlados por inverter y sensor de vacío.

La inteligencia artificial controla la velocidad de los motores para garantizar siempre la mejor aspiración y el menor consumo eléctrico.

Para instalaciones centralizadas medianas de 3 o 4 puestos.

Insonorizado de serie. Contenedor de bolsa filtro incluido.

• Dimensiones: 500mm x 370mm x 660mm

3.290€

 CATTANI



AC 310

Compresor **3 cilindros**
CAD-CAM con secador

Ref.: 1013310

**Para 1 fresadora CAD-CAM con
producción de aire comprimido
hasta 10 bar de presión**

- Aire efectivo suministrado a 8 bar:
165 l /min.
- Capacidad de depósito: 45 l.
- Potencia: 1,5 kW.
- Nivel sonoro: 73,6 dB(A).
- Dimensiones (mm): 620 x 520 x 750

3.290€

 **CATTANI**



Aspillera completa

Ref.: 1050120

Fijable a cualquier tipo
de encimera.

 **CATTANI**

90€




Brazo articulado

Ref.: 1050140

Campana para aspiración con brazo
orientable a cualquier zona del puesto de
trabajo. Compuesto por tres segmentos de
24, 45 y 17 cm respectivamente.

 **CATTANI**

190€



Hasta el 31 de junio
con la compra de B Classic,
B Futura y Tethys incluimos un

Curso online

“Medidas básicas de higiene en los centros de odontología”

Un curso de:

EPIECH

Vigilancia epidemiológica
Prevención de la infección

infeccioneshospitalarias.com

Información
sobre el curso



Esterilización,
limpieza
y desinfección

Autoclaves y termodesinfectadoras



Incluye
**curso
online**

Medidas básicas
de higiene en la
clínica dental

Autoclave B Classic

Autoclave Clase B.
Capacidades:
17, 22 y 28 l.

Normativa EN13060.
Cámara en acero inoxidable electropulido
3 bandejas (5 para el modelo 22 l. y 6 para el de 28 l.)
Puerta de seguridad robotizada.

Display digital.
Sistema de autovalidación de proceso.
Puerto USB
Filtro antipolvo
9 programas preseleccionados.
3 sistemas de carga y descarga de agua: superior, frontal y

automática.
Potencia 2.300 W.(10 A)
Dimensiones externas (AxHxP): 495 x 485 x 600 mm
Peso: (versión 17 l.) 47 Kg. / (versión 22 l.) 55 Kg / (versión 28 l.) 58 Kg

Todos los modelos conservan las mismas dimensiones externas:
(AxHxP) 495 x 485 x 600 mm.

Más es mejor

B Classic
17 litros

Ref.: M7A520000

3.590€

B Classic
22 litros

Ref.: M7A560000

4.490€

B Classic
28 litros

Ref.: M7A530000

4.490€



Incluye **curso online**

Medidas básicas de higiene en la clínica dental

Autoclave B Futura

Autoclave Clase B.

Capacidades:

17, 22 y 28 l.

Normativa EN13060.

Cámara en acero inoxidable electropulido

5 bandejas en los modelos 17 y 22 l., y 6 en el de 28 l.

Puerta de seguridad robotizada.

Display táctil.

Sistema de autovalidación de proceso.

Puerto USB y Ethernet (puerto RJ 45)

Módulo Wi-Fi. (opcional)

Filtro antipolvo

9 programas preseleccionados.

3 sistemas de carga y descarga de agua:

superior, frontal y automática.

Potencia 2.300 W.(10 A)

Iluminación LED

Dimensiones externas (AxHxP): 495 x 485 x 600 mm

Peso: (versión 17 l.) 50 Kg. / (versión 22 l.) 55 Kg / (versión 28 l.) 60 Kg

Todos los modelos conservan las mismas dimensiones externas: **(AxHxP) 495 x 485 x 600 mm.**

Más es mejor

B Futura
17 litros

Ref.: M7A540000

4.790€

B Futura
22 litros

Ref.: M7A550000

5.400€

B Futura
28 litros

Ref.: M7A570000

6.590€



Incluye **curso online**
Medidas básicas de higiene en la clínica dental

Simplemente revolucionario

NOVEDAD: Ahora con mayor poder de limpieza y secado con aire caliente forzado

Equipamiento de serie:

- Puerto USB
- Puerto ethernet (RJ 45)
- 2 cestos portainstrumentos
- 1 cestillo portafresas.
- Kit de conexión hídrica
- Filtro HEPA

Información técnica:

- Potencia nominal: 2300 W.
- Dimensiones externas (Ax-HxP) 470 x 430 x 500 mm.
- Peso Neto: 37 kg.
- Capacidad depósito de detergente: 0.7 litros (autonomía hasta 12 ciclos).
- Dimensiones de la cuba: 8 litros.
- Consumo agua máximo (por ciclo) 15 litros.
- Carga máxima: 2 kg.

Tethys H10 PLUS

Ref.: M7E200300

El primer dispositivo de desinfección híbrida de Mocom

3.990€

Tethys H10 PLUS: descontaminación, lavado, desinfección y secado en un único paso, para lograr un flujo operativo más simple, más rápido y más eficaz.

Ahora, mayor poder de limpieza.



1

Descontaminación

Reducción de la carga microbiana de los instrumentos.

2

Lavado con ultrasonidos

Reducción de los residuos orgánicos e inorgánicos de los instrumentos.

3


Desinfección térmica

Abatimiento del número de microorganismos vitales en los instrumentos.

4

NOVEDAD: Secado con aire caliente forzado

Eliminación del vapor presente en la cuba y de la humedad restante en los instrumentos.



Accesorios esterilización

BT20

Indicador biológico

Ref.: 107BT20

10 unidades

Precio unitario
2,60€

26€



Ampolla de polipropileno

Vial de cristal con medio de cultivo con indicador de pH inocuo para los microorganismos inoculados.

Tira impregnada con una población conocida de *Geobacillus Stearothermophilus*.



Incubadora

BT3

Incubadora de 3 huecos para indicadores biológicos

Ref.: TS001ZMS

225€

- Para indicadores biológicos de vapor de agua.
- Incubación simultánea
- Con una cavidad para la activación del indicador.
- Regulación digital de temperatura integrada en la misma máquina.
- Perfecta distribución de calor que asegura una correcta incubación de los indicadores biológicos.



Effic

Cuba de ultrasonidos.
3,4 Litros

Ref.: Effic



830€

Cuba de ultrasonidos con tapa de cierre automático

Tapa con cierre automático y botón temporizador. Garantiza un ciclo de control y limpieza uniforme

Se cierra y bloquea automáticamente cuando empieza el ciclo de limpieza y se desbloquea cuando finaliza.



Desmineralizador Pure 100

Ref.: M7C200010

**120 l.
300 ciclos**



590€

El desmineralizador de resinas Pure 100 está compuesto por dos cartuchos de resinas de intercambio iónico.

120 litros y 300 ciclos sin cambio de filtro.

Desagüe automático.

Tiempo de llenado y vaciado dedicado a otras tareas.

Seguridad en la calidad del agua y por lo tanto mayor vida del autoclave.



Millseal Rolling

Con impresora

Ref.: M7B240001

2.590€

Termoselladora de rodillo

Sistema de arrastre automático

De forma ergonómica y lineal, Millseal Rolling introduce un nuevo enfoque en el procedimiento del sellado dentro del consultorio odontológico.




Selladora Millseal Plus

Ref.: WCMY00A0000

560€

- Estructura de aluminio
- Base de apoyo milimetrada.
- Banda de sellado: 12 mm.
- Ancho máximo de sellado: 300 mm.
- Dimensiones (mm): 474 x 374 x 200.
- Peso: 7Kg.



Lavado y desinfección térmica

El lavado perfecto

Termodesinfectadora, conforme con normativa EN-15883



Termodesinfectadora

smeg

WD2145 D

Modelo 45 cm | Ref.: WD2145D

Lava a presión el instrumental.

Desinfecta a 93°.

Puerto serie RS232 para conexión a PC o impresora

Condensador de vapor.

Función soft start anticoagulación.

15 programas de uso.

Panel con display digital.

2 bombas de dosificación totalmente automáticas.

Dimensiones (mm):
450 x 605 x 850.

5.190€



Incluye el neutralizante AC





Radiología 2D y 3D
Endodoncia
Polimerización
Piezas de mano

Endodoncia



Dentaport OTR Set Micromotor de endodoncia

Ref.: 6912

3.590€

- Limpieza mucho mas rápida y segura del canal radicular.
- Reducción de tiempo en el tratamiento respecto al sistema convencional.
- Se pueden usar limas normales Ni Ti.
- Nuevo Contra ángulo con cabeza mas pequeña y electrodo interno.
- El módulo OTR se conecta con el localizador Dentaport Root Zx.

MORITA



DP-VL

Ref.: 886906001

1.090€



MORITA

Lámpara de polimerizar LED activada a través del módulo Dentaport Root ZX.

- El cabezal gira 300° para acceder a la zona del tratamiento.
- 8 Tiempos de irradiación.
- Indicador de temperatura
- Luz efectiva a una distancia de hasta 10 mm.



Dentaport Root ZX

Ref.: 886900

MORITA

1.180€

Resultados muy concretos de las mediciones, independientes de los líquidos de irrigación o de la sangre que pudiera haber en el conducto radicular.

Visualización perfecta y exacta de las limas y su posición gracias al aparato con visualizador en colores.

Control sonoro de la posición de las limas.

Estuche ligero y estable.



Incluye un HC-Kit



Conexión
USB

Tri Auto Mini Plus

Ref.: 06970



1.390€

Sin cable y con funciones innovadoras:

Auto torque reverse,
Auto torque slow down.

Indicador visual de la posición de la lima en el display. El display cambia de color al aproximarse al ápice.

Con 6 memorias de trabajo y velocidad programable de 50 a 1000 rpm.

Conexión USB con Root ZX Mini.



Root ZX Mini Blanco

Ref.: 886951110



895€

**El localizador de ápice "mini".
Diseño y tecnología en la palma de su mano**

Compacto, ligero y con un diseño innovador. Con una precisión absoluta, sin necesidad de ajuste a cero, con calibración automática y un gran display a color, permite un rastreo preciso y en tiempo real sin necesidad de radiografía.

Conexión USB con Tri Auto Mini.

**PACK
AHORRO**

2.190€



**Tri Auto
Mini Plus
+
Root ZX**



Incluye un HC-Kit



Tri Auto ZX

Ref.: 886960



2.359€

Micromotor de endodoncia sin cables, con localizador de ápice integrado. Máxima flexibilidad.

Función encendido/apagado automática.
Limitación automática del torque; Auto Apical Reverse.
Función Slow-Down ralentizada.

Pieza de mano:

Compacta, ligera, pequeña y práctica. Solo pesa 70 g.

Gran amplitud de movimiento gracias al cabezal compacto y pequeño de solo 12,5 mm.

8 sintonizadores ajustables de velocidad: 0-800 vueltas/min.



Dentaport Tri Auto ZX-11 OTR Módulo

Ref.: 6907



2.490€

Sistema OTR (Optimum Torque Reverse) que evita que la lima quede atascada y se fracture.

3 velocidades: 100, 300 y 500 RPM.
Se controla desde el modulo Dentaport Root ZX.

Compatible con todas las limas rotatorias Ni-Ti.

Peso: 370 gr.



Limas EndoWave

HC-Kit 25/31 mm

Ref.: 886820425



48€

Preparación del canal radicular con solo 3 limas

Gracias a la flexibilidad y adaptación al canal de las Limas NiTi Endo Wave,

Morita introduce un nuevo concepto en la preparación del canal radicular.

Combinando el concepto Glide Path y la técnica Crown Down, nace el concepto híbrido que permite realizar la preparación del canal radicular con solo 3 limas.

Motor de endodoncia

Tri Auto ZX2

Ref.: 6961

2.690€



Cambio de color según
posición de la lima



Motor **inalámbrico**
con localizador de
ápices integrado, con
función OGP y OTR

- Función OGP (Optimal Glide Path)
- Función OTR (Optimal Torque Reverse)
- Auto Start/ Stop
- Forward and Reverse Rotation
- Optimal Apical Stop
- Auto Torque Slow-down
- Auto Torque Reverse
- Auto Apical Slow Down
- Auto Apical Stop
- Auto Apical Reverse
- Apical Torque Down



Turbinas Twin Power



Turbinas con sistema de doble rotor

- Rodamientos cerámicos.
- Potencia: 25 w.
- 350.000 rpm.
- Turbinas con luz (25.000 lux)
- Triple spray.
- Parada inmediata.
- Push button.
- Cabezas normal y mini.

2 años de garantía

PAR-4HX-O Maxi 25W

Ref.: 2530

PAR-4HUEX-O Ultra E 20W

Ref.: 2541

PAR-4HUMX-O Ultra mini 18W

Ref.: 2540

890 €

Con
luz



Turbina Mini

Una pequeña obra de
ingeniería con
18W de potencia



Lámparas de polimerizar



Óptica orientable 270°

Cabezales angulares intercambiables.

A 5 mm de distancia todavía conserva el 80% de la potencia luminosa.

Pantalla de cristal líquido a color de manipulación comfortable.

Pieza de mano inalámbrica con estación de carga de sobremesa.

Carga sin contacto en la estación de carga de sobremesa.

Pencure 2000

MORITA | Ref: 6450

Lámpara de polimerizar

1.590€



Óptica orientable 270°.

A 5 mm de distancia todavía conserva el 79% de la potencia luminosa.

Pulsador de membrana y visualización LED.

Pieza de mano inalámbrica con estación de carga de sobremesa.

Pencure VL-7

MORITA | Ref: 6440

Lámpara de polimerizar

1.050€



Mediadent i-Sensor

Ref.: MDX3MU1

Tamaño 1: 600 mm²

3.490€



Plug and Play
Fácil instalación
incluso en
notebooks.

Sensor innovador,
flexible y ultra
resistente que se
adapta fácilmente
a la anatomía de
la cavidad oral.

Disponible en dos tamaños:

Tamaño 1:

600 mm² (30 x 20 mm)
1500 x 1000 px

Tamaño 2:

825 mm² (33 x 25 mm)
1650 x 1250 px

- Resolución: 20 lp/mm
- Cable de 2 metros.
- Tamaño del pixel: 20x20 µm.





Veraview iX

Ref.: 1220

3.990€



El intraoral Veraview iX es ligero y flexible. Ofrece exposiciones de rayos X para dispositivos analógicos o digitales. Brazo adaptable y laser de posicionamiento para un ajuste exacto.

- Potencia de tubo: 60 / 70 kV
- Peso aproximado: 23 kg
- Tiempo de exposición: de 10 ms a 2 seg.

MAX70 HF

Rayos X
intraoral DC de
alta frecuencia

Ref.: MAX70DP80

2.290€

- Kilovoltaje ajustable a 60-65-70 KV
- Tiempo ajustable
- Punto focal de 0,4 mm
- Corriente continua
- Visualización de la dosis de radiación
- Centralita independiente del Intraoral
- Opción disparador wireless -sin cable- SHOTMAX



CSN
INDUSTRIE

RX4

Sensor intraoral
size 1

Ref.: 48RX4

CSN
INDUSTRIE

2.990€

**Simplicidad, versatilidad,
ergonomía, confort e
impermeabilidad**

Características Size 1:

- Tecnología: CMOS
- Sensor: CSI (Cesium Iodide)
- Superficie activa: 30x20 mm
- Número efectivo de pixel: 1000x1500 px
- Datos de imagen: 16 Bit
- Formato: DICOM-BMP
- Conectividad: USB2/3





mectron

Cirugía Piezoeléctrica
Profilaxis
Fotopolimerización

Nuevo Combi Touch

La evolución
de la profilaxis



mectron

Dotación **STANDARD**

Ref.: 05020015007

- Pieza de mano LED
- Botella de 500 ml,
- Tapón de seguridad gris
- Llave dinamométrica K6
- Cabezal de spray 90°
- Cabezal de spray 120°
- Botella polvo profilaxis 250 g
- Botella de polvo Glycine® 160 g

3.690€

Dotación **PERIO**

Ref.: 05020015008

- Pieza de mano LED
- Botella de 500 ml
- Tapón de seguridad gris
- Llave dinamométrica K6
- Cabezal de spray 90°
- Cabezal de spray 120°
- Cabezal de spray PERIO
- Puntas perio subgingivales (40 uds)
- Llave K9 g
- Botella polvo profilaxis 250 g
- Botella polvo Glycine® 160 g

3.890€



Unidad de profilaxis multifuncional

Aeropulidor y ultrasonidos en un único dispositivo

Más de 50 insertos para una gran variedad de aplicaciones

Tratamiento supragingival con polvo de bicarbonato y eliminación de biofilm subgingival con polvo de glicina

Unidad de ultrasonidos

Maxima flexibilidad

- Pantalla táctil de cristal fácil de limpiar y desinfectar
- Pieza de mano de ultrasonidos con LED giratorio 360°
- Irrigación flexible: conexión a la red hídrica de la clínica o con bote de 500 ml
- Limpieza ultra delicada (función soft mode)
- Resultados óptimos en prótesis gracias a la potencia pulsada
- Limpieza de surcos y sellado gracias a los exclusivos insertos

Unidad aeropulidora

Máxima ergonomía

- Un solo click para trabajar con polvo de bicarbonato y glicina en el mismo paciente
- Una única pieza de mano aeropulidora para gestionar tres cabezales intercambiables
- Contenedores de polvo extraíbles y de fácil mantenimiento sin tener que apagar el dispositivo
- Exclusivo sistema anti obstrucción
- Temperatura fisiológica del agua para el máximo confort del paciente

Profilaxis supra y subgingival

3 Terminales diferentes

- Colocación: un simple click
- Giratorios 360°
- Completamente esterilizables
- Conexión rápida y segura

Terminales aeropulidores a 120° y a 90°

- Uso supragingival con polvo de bicarbonato o polvo de glicina
- Uso subgingival con polvo de glicina en las bolsas periodontales hasta 5 mm



120°

90°

PERIO

Terminal aeropulidor PERIO con punta subgingival perio flexible.

Blanda y anatómicamente adaptable a las bolsas periodontales más profundas (mayores de 5 mm)

- Puntas perio monouso estéril (bolsa 40 uds.)
- Colocación manual y retirada con la llave K9 suministrada
- Uso exclusivo con polvo de glicina

Cirugía piezoeléctrica

Piezosurgery® Touch Basic 1

Ref.: 05120054

6.490€

mectron

Pieza de mano con led orientable "all-in-one"

Pantalla táctil:

Más ergonómica y fácil de usar, ¡basta con el movimiento de un dedo!

Dotación:

- 1 Pieza de mano con luz led rotatoria más manguera.
- 1 Llave dinamométrica K8.
- 5 Láminas protectoras.
- 8 Tubos de silicona.
- 2 Set de irrigación.
- Maletín de transporte.



Pieza de mano led
+ Manguera Piezosurgery Touch
+ Llave dinamométrica

Ref.: 03120134

1.490€

con la compra de Piezosurgery®
15% de descuento



Piezosurgery® White

Cirugía piezoeléctrica

Ref.: 05120063

(Pieza de mano con luz LED, Ref: 03120134)

Trabajo eficiente

Óptimo balance entre la eficacia de corte y preservación del tejido.

Sistema feedback

Ajuste de potencia automatizado.

Ergonomía

Fácil manejo y limpieza.

Configuraciones orientadas a la cirugía

Dotación

- Dispositivo Piezosurgery.
- Kit 8 tubos para bomba.
- Llave dinamométrica K8.
- Pedal piezosurgery.
- Cable de alimentación.
- Maleta.

Incluye pieza de mano led.

4.600 €

mectron





Carro universal EAA

Ref.: 03540012

Carro universal con conexión eléctrica, toma de agua y aire.

Preparado para el nuevo Combi Touch.

Dimensiones:

(LxAxA): 48 x 46 x 85 cm

Peso: 29 kg

mectron

590 €



Carro universal E

Ref.: 03540011

Carro con conexión eléctrica.

Dimensiones:

(LxAxA): 48 x 46 x 85 cm

Peso: 29 kg

mectron

520 €



N!



Insertos osteotomía

OT12 OT12S

Los inserts OT12 y OT12S para un corte del hueso preciso y rápido.

Dedicados a las técnicas de osteotomía cuando las sierras estándares piezoeléctricas para el hueso tiene un difícil acceso quirúrgico, como la osteotomía bilateral sagital y la osteotomía Le Fort I.



Solo
0.25 mm
de espesor
(OT12S)



OT12

MECTRON | Ref.: 03370020

195€



OT12S

MECTRON | Ref.: 03370021

195€

N!



Insertos de preparación del periostio

PR1 PR2

Una significativa micro circulación local más alta después de la preparación subperiosteal.

Mejor curación de los sobres mucoperiosteales de los tejidos blandos, en particular en los pacientes con un estado de salud comprometido.

Una mayor liberación BMP (proteína morfogenética ósea) después de la preparación convencional con un raspador.

mectron



PR1

MECTRON | Ref.: 03390004

140€



PR2

MECTRON | Ref.: 03390005

140€



Preparación del lecho de implante

Nuevos diámetros 2.8 y 3.4 mm para la técnica única Piezosurgery.

Menos células inflamadas al compararlas con la preparación del lecho implantar por tallados convencional.

Osteogénesis más activa.

Mejor control de la preparación del lecho.

Conservación ósea significativa.

Perforación del hueso más fácil y precisa.



IM2.8A

MECTRON | Ref.:03510025

314€



IM2.8P

MECTRON | Ref.: 03510026

314€



IM3.4A

MECTRON | Ref.: 03510027

314€



IM3.4P

MECTRON | Ref.: 03510028

314€

N!



Insertos para la elevación de seno

OT11

Inserto OT11 PIEZO LIFT a través del acceso cristal según el profesor Tomaso Vercelloti.

Nuevo protocolo para la elevación de seno interno para una seguridad máxima durante el acceso quirúrgico de la elevación del seno mandibular.



OT11

MECTRON | Ref.: 03370019

199€

mectron

N!

Nueva función
restauradora



Sistema de limpieza
por ultrasonidos

Multipiezo Pro

Ref.: 05060021011

Con una ergonomía perfecta, una pantalla táctil y fácil de usar y limpiar, nuevas funciones como la función "soft" y la función "Restaurador" que permite usar diversos insertos para odontología.

- 2 Piezas de mano LED
- 1 Llave dinamoétrica K6
- 3 Botellas

mectron

3.590€



mectron

Sistema de limpieza por ultrasonidos

Multipiezo Touch

Ref.: 05060024011

Con pantalla táctil, Pieza de mano con luz de led orientable y modo "soft", indicado para pacientes sensibles sin perder la potencia de vibración y su eficacia.

- 1 Multipiezo Touch.
- 1 Pieza de mano con luz (LED).
- 3 Insert: S1 y S6 Scaling y P10 Perio.
- 2 botellas de 500ml con tapa de seguridad.
- 1 Llave de apriete dinamo-métrica.

1.890€



**Incluye 4 botes
polvo Glycine**

Easyjet Pro

Ref.: 05150016

mectron

890€

Aeropulidor compacto de limpieza por bicarbonato con conexión directa al acoplamiento de la turbina.

- Conexiones disponibles: Bien Air, Kavo, W&H, Sirona, Midwest y Borden. Conectores intercambiables.
- Pulverización constante y eficiente.
- Trabaja incluso invertido y pesa sólo 125 gr.
- La punta gira 360° para un mejor acceso a todas las zonas.
- Punta autoclavable 134°



Easyjet Perio

Ref.: 05150068005

mectron

890€

Nuevo EasyJet Perio
Trabaja como nunca

Nuevas funciones:

- Especialmente diseñado para el uso de polvo de glicina.
- Siga el protocolo original de pulido subgingival por aire.
- No son necesarios componentes desechables.

Dotación del equipo:

- 1 easyjet perio
- 1 bote mectron glycine powder
- 1 aguja de limpieza (corto)
- 1 aguja de limpieza (largo) Con adaptaciones a Kavo, Sirona, W, Bienair, Midwest y Borden.



Polvo pulidor Glycine

2 botes x 100g

Ref.: 03140007

mectron

69€

Polvo específico poco abrasivo

En conjunción con este polvo, el aeropulidor se puede utilizar también para eliminar la placa sub-gingival, este nuevo método es más rápido y elimina más placa en las bolsas de 3-5 mm de profundidad.

- Partículas mucho más pequeñas <63µm.
- Polvo de carbonato sódico, soluble en agua y con sabor dulce.



Lámpara de polimerizar

Starlight Pro

Ref.: 05100083

mectron

- Edición especial con terminación con textura tipo fibra de carbono.
- Sin cable. Batería de Ion Litio de larga duración y sin efecto memoria.
- Base-cargador con medidor de luz.
- Pesa sólo 105 gr.

Disponible en 4 colores:

Blanco, negro mate, amarillo y plateado.

590€



Especial para ortodoncia

Starlight Ortho

Ref.: 05100084

mectron

Fotopolimeriza todos los materiales utilizados en ortodoncia actualmente, de manera eficiente y rápida.

Permite la fotopolimerización de una zona pequeña hasta de todo un cuadrante, tan solo pulsando un botón.

Tiempos de exposición de 5 y 10 segundos.

590€

Sonda periodontal

Pa-On

Ref.: PAN0491000

orangedental
premium innovations

4.490€

El primer periómetro que informa automáticamente sobre el estado periodontal.

Diagnostico más sencillo, más rápido e integrado completamente en su propio software.

Ergonómico e Inalámbrico:

Se puede trabajar con pa-on como una sonda convencional.

Medición automatizada y guiada:

Estandarizada, procedimiento de medición como de costumbre.

Mínima molestia para el paciente:

Medición calibrada con una presión de exactamente 20 g.

Incluye:

- Docking Station.
- Software para transmisión de datos.
- Software Byzz Perio.
- 10 puntas monouso.



Medición calibrada
con una presión
exacta de

20g

Cardioprotección



Desfibrilador
semiautomático

Fred PA-1

N!

Ref.: 11279902

- **Facilidad de uso:** interfaz con tres sencillos pasos
- **Siempre preparado:** detección automática de caducidad de los electrodos.
- **Trilingüe:** perfecto para un entorno internacional

SCHILLER

1.890€



La sencillez
como prioridad



**El primer
desfibrilador
de bolsillo
del mundo**



Desfibrilador

Fred Easyport 150J

Ref.: 0900000

SCHILLER

2.990€

Una obra maestra de precisión suiza.

El nuevo desfibrilador externo, tan pequeño y ligero que cabe en cualquier bolsillo de abrigo y que cumple todos los requisitos de un moderno DEA (Desfibrilador automático externo).

- **Ligero:** sólo pesa 490g (baterías incluidas)
- **Pequeño:** sólo 133x126x35 mm
- **Pantalla LCD** de alta resolución
- Opción de modo manual



El complemento perfecto de un desfibrilador.

Compresor torácico

Cardio First Angel

Ref.: 2620000

- Posicionamiento correcto sobre el esternón.
- Aviso de aplicación de la presión correcta (41 kg) mediante un clic.
- Sin contacto directo entre el personal de rescate y el paciente.
- No requiere alimentación eléctrica.

SCHILLER

149€



Hasta 96 horas de almacenamiento de datos.

Monitor

Truscope Vital Signs

Ref.: 13100800

- Ligero y portátil.
- Pantalla color de alta resolución TFT LCD de 7".
- Presión, pulso y saturación de oxígeno.
- Batería de litio de larga duración.
- Memoria de hasta mil medidas de pacientes.



SCHILLER

2.890€

Opción termómetro de oído instantáneo.

1.290€

CONTACTO

Contacte con nuestros especialistas de producto para demostraciones y más información:

MORITA
Radiología digital

José Miguel Bellón

jmbellon@incotrading.net
649 406 172

MORITA
Endodoncia e instrumentos

Luis Paredes

luisparedes@incotrading.net
687 817 746

CATTANI
Aspiración y compresores

Tommaso Brivio

tommaso.brivio@incotrading.net
635 034 538

DOCTOR SMILE
Láser

Rubén Nieto

rubennieto@incotrading.net
667 469 086

MOCOM
Esterilización

Sergio López

sergiolopez@incotrading.net
620 103 850

MECTRON
Piezosurgery®

José Miguel Bellón

jmbellon@incotrading.net
649 406 172

MECTRON
Profilaxis

Rubén Nieto

rubennieto@incotrading.net
667 469 086

NAVIDENT
Cirugía guiada

Luis Paredes

luisparedes@incotrading.net
687 817 746

UNIVET
Lupas

Luis Paredes

luisparedes@incotrading.net
687 817 746

División médica

Jhonathan Reyes

j.reyes@incotrading.net
639 263 193



incotrading

Tecnología para la salud

Incotrading, S.A.

Camino de Hormigueras 119-121
Polígono Industrial de Vallecas
28031 MADRID (España)

Tel. (+34) **913 807 490**
Fax (+34) 913 036 863
incotrading@incotrading.net
www.incotrading.net



incoSAT

Servicio técnico

Servicios de Asistencia Técnica en ubicación del cliente con cobertura para toda España y Portugal. Encuentre su IncoSAT más cercano en:

incotrading.net

Si necesita cualquier información no dude en llamar a nuestro número de atención telefónica.

913 807 490

MP37 - Promoción válida hasta el 30 de junio de 2017. / Los precios de los artículos NO INCLUYEN IVA. / Precios válidos salvo error tipográfico. / Precios y especificaciones modificables sin previo aviso. / Gastos de envío no incluidos. / En función de sus características, el equipo puede no resultar idéntico al de la fotografía. © 2017-Incotrading S.A.