

OFERTA

Guantes latex

224387

Extra-Pequeños. Con polvo.
Longitud 240 (+/- 0,5) mm,
espesor 0,08 mm,
ancho < 80 mm,
peso 4,5 g.

224388

Pequeños. Con polvo.
Longitud 240 (+/- 0,5) mm,
espesor 0,08 mm,
ancho 80 (+/-10) mm,
peso 4,8 g.

224389

Medianos. Con polvo.
10 x 100 ud.
Longitud 240 (+/- 0,5) mm,
espesor 0,08 mm 95 (+/-10)
mm, peso 5,1 g.

224390

Grandes. Con polvo.
Longitud 240 (+/- 0,5) mm,
espesor 0,08 mm,
ancho 110 (+/-10) mm,
peso 5,5 g.

224391

Extra-Pequeños. Sin polvo.
Longitud 240 (+/- 0,5) mm,
espesor dedos 0,12 mm,
espesor palma 0,10 mm,
ancho 70 (+/-10) mm, peso
4,9 g.

224392

Pequeños. Sin polvo.
Longitud 240 (+/- 0,5) mm,
espesor dedos 0,12 mm,
espesor palma 0,10 mm,
ancho 80 (+/-10) mm,
peso 5,1 g.

224393

Medianos. Sin polvo.
Longitud 240 (+/- 0,5) mm,
espesor dedos 0,12 mm,
espesor palma 0,10 mm,
ancho 95 (+/-10) mm,
peso 5,3 g.

224394

Grandes. Sin polvo.
Longitud 240 (+/- 0,5) mm,
espesor dedos 0,12 mm,
espesor palma 0,10 mm,
ancho 110 (+/-10) mm,
peso 5,8 g.

3,15 €/100u.

3,90 €/100u.

Guantes fabricados con látex, en color blanco crema. No estériles. Su función es la de proteger las manos de la exposición a contaminantes actuando de barrera física, evitando el contacto con secreciones, fluidos, piel, mucosa y materiales sucios o contaminados en maniobras y procedimientos de riesgo. AQL 1,5. Categoría I.

